

长沙市第三医院医学检验科GCP相关项目参考区间

发布日期: 2025.06

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
1	白细胞计数(WBC)	0~<7天: 5.0-25 7~<28天: 5.0-15 28天~<6月: 4.3-14.2 6月~<1岁: 4.8-14.6 1岁~<2岁: 5.1-14.1 2岁~<6岁: 4.4-11.9 6岁~<13岁: 4.3-11.3 13岁~18岁: 4.1-11.0 成人: 3.5-9.5	*10 ⁹ /L	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	1、电阻抗法; 2、半 导体激光流式细胞 技术	BC-5390CRP BC-6800PLUS
2	红细胞计数(RBC)	0~<28天: 5.2-6.4 28天~<6月: 3.3-5.2 6月~<6岁: 4.0-5.5 6岁~<13岁: 4.2-5.7 13岁~18岁(男): 4.5-5.9 13岁~18岁(女): 4.1-5.3 成人男: 4.3-5.8 成人女: 3.8-5.1	*10 ¹² /L	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	电阻抗法	BC-5390CRP BC-6800PLUS
3	血红蛋白测定(Hb)	0~<7天: 140-210 7~<28天: 140-190 28天~<6月: 97-183 6月~<1岁: 97-141 1岁~<2岁: 107-141 2岁~<6岁: 112-149 6岁~<13岁: 118-156 13岁~18岁(男): 129-172 13岁~18岁(女): 114-154 成人男: 130-175 成人女: 115-150	g/L	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	1、比色法; 2、分光 光度法	BC-5390CRP BC-6800PLUS
4	血小板计数(PLT)	0~<6月: 183-614 6月~<1岁: 190-579 1岁~<2岁: 190-524 2岁~<6岁: 188-472 6岁~<12岁: 167-453 12岁~18岁: 150-407 成人: 125-350	*10 ⁹ /L	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	1、电阻抗法; 2、流 式细胞术	BC-5390CRP BC-6800PLUS
5	淋巴细胞百分比(Lymph%)	0~<6月: 26-83 6月~<1岁: 31-81 1岁~<2岁: 33-77 2岁~<6岁: 23-69 6岁~<13岁: 23-59 13岁~18岁: 17-54 成人: 20-50	%	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	1、激光流式细胞技 术; 2、核酸荧光染 色法	BC-5390CRP BC-6800PLUS
6	单核细胞百分比(Mono%)	0~<6月: 3-16 6月~<2岁: 2-13 2岁~18岁: 2-11 成人: 3-10	%	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	1、激光流式细胞技 术; 2、核酸荧光染 色法	BC-5390CRP BC-6800PLUS
7	中性粒细胞百分比(Neut%)	0~<6月: 7-56 6月~<1岁: 9-57 1岁~<2岁: 13-55 2岁~<6岁: 22-65 6岁~<13岁: 31-70 13岁~18岁: 37-77 成人: 40-75	%	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	1、激光流式细胞技 术; 2、核酸荧光染 色法	BC-5390CRP BC-6800PLUS
8	嗜酸性粒细胞百分比(Eos%)	0~<1岁: 1-10 1岁~18岁: 0-9 成人: 0.4-8	%	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	1、激光流式细胞技 术; 2、核酸荧光染 色法	BC-5390CRP BC-6800PLUS
9	嗜碱性粒细胞百分比 (Baso%)	0~18岁: 0-1 成人: 0-1	%	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行	1、激光流式细胞技 术; 2、核酸荧光染	BC-5390CRP BC-6800PLUS

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
				业标准	色法	
10	淋巴细胞绝对值 (Lymph#)	0~<6月: 2.4-9.5 6月~<1岁: 2.5-9.0 1岁~<2岁: 2.4-8.7 2岁~<6岁: 1.8-6.3 6岁~<13岁: 1.5-4.6 13岁~18岁: 1.2-3.8 成人: 1.1-3.2	*10 ⁹ /L	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
11	单核细胞绝对值 (Mono#)	0~<6月: 0.15-1.56 6月~<1岁: 0.17-1.06 1岁~<2岁: 0.18-1.13 2岁~<6岁: 0.12-0.93 6岁~<13岁: 0.13-0.76 13岁~18岁: 0.14-0.74 成人: 0.1-0.6	*10 ⁹ /L	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
12	中性粒细胞绝对值 (Neut#)	0~<6月: 0.6-7.5 6月~<1岁: 0.8-6.4 1岁~<2岁: 0.8-5.8 2岁~<6岁: 1.2-7.0 6岁~<13岁: 1.6-7.8 13岁~18岁: 1.8-8.3 成人: 1.8-6.3	*10 ⁹ /L	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
13	嗜酸性粒细胞绝对值 (Eos#)	0~<1岁: 0.07-1.02 1岁~18岁: 0.00-0.68 成人: 0.02-0.52	*10 ⁹ /L	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
14	嗜碱性粒细胞绝对值 (Baso#)	0~<2岁: 0.00-0.10 2岁~18岁: 0.00-0.07 成人: 0.00-0.06	*10 ⁹ /L	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
15	红细胞压积(Hct)	0~<28天: 35-55 28天~<6月: 28-52 6月~<1岁: 30-41 1岁~<2岁: 32-42 2岁~<6岁: 34-43 6岁~<13岁: 36-46 13岁~18岁(男): 39-51 13岁~18岁(女): 36-47 成人男: 40-50 成人女: 35-45	%	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
16	平均红细胞体积(MCV)	0~<28天: 80-104 28天~<6月: 73-104 6月~<2岁: 72-86 2岁~<6岁: 76-88 6岁~<13岁: 77-92 13岁~18岁: 80-100 成人: 82-100	fL	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	电阻抗法	BC-5390CRP BC-6800PLUS
17	平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)	0~<28天: 27-37 28天~<6月: 24-37 6月~<6岁: 24-30 6岁~18岁: 25-34 成人: 27-34	pg	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
18	平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)	0~<28天: 320-363 28天~<6月: 309-363 6月~18岁: 310-355 成人: 316-354	g/L	诸福堂实用儿科学和 WST405-2012 卫生行 业标准	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
19	血小板分布宽度(PDW)	15.5-16.8	fL	迈瑞血球参考区间建 立报告	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
20	血小板平均体积(MPV)	8.4-12.7	fL	迈瑞血球参考区间建 立报告	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
21	大血小板比率(P-LCR)	14.6-45.0	%	迈瑞血球参考区间建 立报告	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
22	血小板比积(PCT)	0.169-0.374	%	迈瑞血球参考区间建 立报告	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
23	红细胞分布宽度 (RDW-SD)	38.4-47.8	fL	迈瑞血球参考区间建 立报告	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS
24	红细胞分布宽度 (RDW-CV)	11.7-15.3	%	迈瑞血球参考区间建 立报告	计算	BC-5390CRP BC-6800PLUS

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
25	全血超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	辅助心血管风险识别 时: 0.0-1.0 作为炎症指标时: 0.0-4.0	mg/L	试剂说明书	乳胶增强免疫比浊法	BC-5390CRP BC-6800PLUS
26	网织红血蛋白含量(RHE)	24.9-33.6	pg	迈瑞血球参考区间建立报告	核酸荧光染色法	BC-6800PLUS
27	网织红细胞数(Ret#)	成人男: 56.4-162.1 成人女: 43.6-137.1	*10 ⁹ /L	迈瑞血球参考区间建立报告	计算	BC-6800PLUS
28	网织红细胞百分比(Ret%)	新生儿: 3.0-6.0 儿童: 0.5-1.5	%	全国临床检验操作规程 第4版	核酸荧光染色法	BC-6800PLUS
		成人: 1.06-3.00	%	迈瑞血球参考区间建立报告		
29	未成熟网织红细胞(IRF)分数	3.9-17.2	%	迈瑞血球参考区间建立报告	核酸荧光染色法	BC-6800PLUS
30	低荧光网织红细胞(LFR)比率	82.8-96.1	%	迈瑞血球参考区间建立报告	计算	BC-6800PLUS
31	中荧光网织红细胞(MFR)比率	3.9-14.7	%	迈瑞血球参考区间建立报告	核酸荧光染色法	BC-6800PLUS
32	高荧光网织红细胞(HFR)比率	0.0-3.1	%	迈瑞血球参考区间建立报告	核酸荧光染色法	BC-6800PLUS
33	杆状核分类计数	0-5	%	全国临床检验操作规程 第4版	瑞氏-吉姆萨染色镜检	手工检测
34	异型淋巴细胞计数	/	%	/	瑞氏-吉姆萨染色镜检	手工检测
35	异常红细胞形态检查	/	/	/	瑞氏-吉姆萨染色镜检	手工检测
36	异常白细胞形态检查	/	/	/	瑞氏-吉姆萨染色镜检	手工检测
37	异常血小板形态检查	/	/	/	瑞氏-吉姆萨染色镜检	手工检测
38	血液疟原虫检查	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	瑞氏-吉姆萨染色镜检	手工检测
39	尿常规	颜色	淡黄色	临床基础检验教材	目视法	
40		清晰度	清亮	临床基础检验教材	目视法	
41		隐血(BLD)	阴性	临床基础检验教材	干化学法	UT500
42		胆红素(BIL)	阴性	临床基础检验教材	干化学法	UT500
43		尿胆原(URO)	阴性或弱阳性	临床基础检验教材	干化学法	UT500
44		酮体(KET)	阴性	临床基础检验教材	干化学法	UT500
45		尿蛋白(PRO)	阴性	临床基础检验教材	干化学法	UT500
46		亚硝酸盐(NIT)	阴性	临床基础检验教材	干化学法	UT500
47		葡萄糖(GLU)	阴性	临床基础检验教材	干化学法	UT500
48		酸碱度(pH)	随机尿: pH 4.5~8.0	临床基础检验教材	干化学法	UT500
49		尿比重(SG)	成人: 随机尿 1.003-1.030; 晨尿 > 1.020 新生儿: 1.002-1.004	临床基础检验教材	干化学法	UT500
50		白细胞酯酶(WBC)	阴性	临床基础检验教材	干化学法	UT500
51		维生素C(VC)	阴性	临床基础检验教材	干化学法	UT500
52	尿沉渣	白细胞(WBC)	男: 0-13 女: 0-34	试剂生产商说明书	流式细胞术+核酸荧光染色法	UF-500i
53		红细胞(RBC)	男: 0-18 女: 0-33	试剂生产商说明书	流式细胞术+核酸荧光染色法	UF-500i
54		上皮细胞(EC)	男: 0-8 女: 0-51	试剂生产商说明书	流式细胞术+核酸荧光染色法	UF-500i
55		管型(CAST)	男: 0-1 女: 0-1	试剂生产商说明书	流式细胞术+核酸荧光染色法	UF-500i
56		细菌(BACT)	男: 0-43 女: 0-836	试剂生产商说明书	流式细胞术+核酸荧光染色法	UF-500i
57		结晶(X'TAL)	0-10	UF-5000 General Information	流式细胞术+核酸荧光染色法	UF-500i
58		类酵母菌(YLC)	男: 0-1 女: 0-2	试剂生产商说明书	流式细胞术+核酸荧光染色法	UF-500i
59		小圆细胞(SRC)	/	/	流式细胞术+核酸荧光染色法	UF-500i
60		病理管型(P.CAST)	/	/	流式细胞术+核酸荧光染色法	UF-500i
61		粘液丝(MUCUS)	/	/	流式细胞术+核酸荧光染色法	UF-500i

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
62	电导率 (COND.)	3-39	mS/cm	试剂生产商说明书	光染色法	UF-500i
63	电导率分级	/	/	/	/	UF-500i
64	镜检细菌	阴性	/HPF	临床基础检验教材	手工镜检	UF-500i
65	镜检粘液丝	/	/	/	手工镜检	UF-500i
66	镜检结晶	0-少见	/HPF	临床基础检验教材	手工镜检	UF-500i
67	镜检上皮细胞	0-少见	/HPF	临床基础检验教材	手工镜检	UF-500i
68	镜检红细胞	0-偶见	/HPF	临床基础检验教材	手工镜检	UF-500i
69	镜检白细胞	0-3	/HPF	临床基础检验教材	手工镜检	UF-500i
70	镜检管型	0-偶见	/LPF	临床基础检验教材	手工镜检	UF-500i
71	镜检真菌	阴性	/HPF	临床基础检验教材	手工镜检	UF-500i
72	脂肪滴	/	/	/	手工镜检	UF-500i
73	颜色	黄褐色	/	临床基础检验教材	目视法	/
74	形状	软	/	临床基础检验教材	目视法	/
75	镜检	阴性	/	临床基础检验教材	手工镜检	/
76	白细胞镜检	不见或偶见	/HPF	临床基础检验教材	手工镜检	/
77	红细胞镜检	无	/HPF	临床基础检验教材	手工镜检	/
78	粪便隐血(FOB)试验	阴性	/	全国临床检验操作规程第4版	胶体金法	/
79	粪便寄生虫检查	阴性	/	全国临床检验操作规程第4版	手工镜检	/
80	凝血酶原时间测定(PT)	9.4-12.5	s	试剂生产商说明书	光学法	ACL TOP-750 ACLTOP-750LAS
81	国际标准化比值(PT-INR)	0.8-1.2	/	试剂生产商说明书	计算法	ACL TOP-750
82	活化部分凝血活酶时间测定(APTT)	25.1-36.5	s	试剂生产商说明书	光学法	ACLTOP-750LAS
83	血浆纤维蛋白原测定(FIB)	2.38-4.98	g/L	试剂生产商说明书	光学法	ACL TOP-750
84	凝血酶时间测定(TT)	10.3-16.6	s	试剂生产商说明书	光学法	ACLTOP-750LAS
85	血浆D-二聚体测定(D-Dimer)	0.0-500.0	ng/mL	试剂生产商说明书	免疫比浊法	ACL TOP-750
86	血浆抗凝血酶III活性测定(AT-IIIa)	83.0-128.0	%	试剂生产商说明书	发色底物法	ACLTOP-750LAS
87	纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)	0.0-2.01	ug/mL	试剂生产商说明书	免疫比浊法	ACL TOP-750
88	血浆鱼精蛋白副凝试验(3P)	阴性	/	全国临床检验操作规程第4版	凝集法	/
89	酸碱度(pH)	7.35-7.45	/	全国临床检验操作规程第4版	电势测量法	RAPID Point500
90	二氧化碳分压(pCO ₂)	35-45	mmHg	全国临床检验操作规程第4版	电势测量法	RAPID Point500
91	氧分压(pO ₂)	80-100	mmHg	全国临床检验操作规程第4版	电流测量法	RAPID Point500
92	实际碳酸氢盐(HCO ₃ act)	21-28	mmol/L	全国临床检验操作规程第4版	计算	RAPID Point500
93	标准碳酸氢盐(HCO ₃ std)	21-25	mmol/L	全国临床检验操作规程第4版	计算	RAPID Point500
94	剩余碱(BE)	-3-3	mmol/L	全国临床检验操作规程第4版	计算	RAPID Point500
95	氧饱和度(O ₂ SAT)	91.9-99.0	%	全国临床检验操作规程第4版	计算	RAPID Point500
96	二氧化碳总量(ctCO ₂)	24-32	mmol/L	全国临床检验操作规程第4版	计算	RAPID Point500
97	阴离子间隙(AG)	8.0-16.0	mmol/L	临床生化检验教材	计算	RAPID Point500
98	血红蛋白(tHb)	110-160	g/L	全国临床检验操作规程第4版	光谱吸收法	RAPID Point500
99	碳氧血红蛋白(FCOHb)	0.0-2.0	%	全国临床检验操作规程第4版	光谱吸收法	RAPID Point500
100	离子钙(Ca ²⁺)	1.15-1.33	mmol/L	试剂生产商说明书	电势测量法	RAPID Point500
101	葡萄糖(Glu)	3.9-6.1	mmol/L	试剂生产商说明书	电流测量法	RAPID Point500
102	乳酸(Lac)	0.36-0.75	mmol/L	试剂生产商说明书	电流测量法	RAPID Point500
103	清洁度	I~II	/	临床基础检验教材	手工镜检	/
104	杂菌	阴性或少见	/	临床基础检验教材	手工镜检	/
105	杆菌	2+~4+	/	临床基础检验教材	手工镜检	/
106	镜检上皮细胞	2+~4+	/	临床基础检验教材	手工镜检	/
107	滴虫	阴性	/	临床基础检验教材	手工镜检	/
108	真菌	不见或偶见	/	临床基础检验教材	手工镜检	/
109	白细胞	0-5 或 5-15	个/HPF	临床基础检验教材	手工镜检	/

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
110	细菌性阴道病唾液酸测定	阴性	/	试剂生产商说明书	唾液酸酶法	/
111	胸水常规检查	颜色	淡黄色	/	临床基础检验教材	目视法
112		透明度	透明	/	临床基础检验教材	目视法
113		蛋白质定性实验	阴性	/	临床基础检验教材	Rivalta 实验
114		细胞总数	/	*10 ⁶ /L		手工镜检
115		白细胞计数	漏出液 < 100 渗出液 > 500	*10 ⁶ /L	临床基础检验教材	手工镜检
116		单个核细胞	/	%	临床基础检验教材	手工镜检
117		多个核细胞	/	%	临床基础检验教材	手工镜检
118	腹水常规检查	颜色	淡黄色	/	临床基础检验教材	目视法
119		透明度	透明	/	临床基础检验教材	目视法
120		蛋白质定性实验	阴性	/	临床基础检验教材	Rivalta 实验
121		细胞总数	/	*10 ⁶ /L		手工镜检
122		白细胞计数	漏出液 < 100 渗出液 > 500	*10 ⁶ /L	临床基础检验教材	手工镜检
123		单个核细胞	/	%	临床基础检验教材	手工镜检
124		多个核细胞	/	%	临床基础检验教材	手工镜检
125	脑脊液常规检查	颜色	无色或淡黄色	/	临床基础检验教材	目视法
126		透明度	透明	/	临床基础检验教材	目视法
127		蛋白质定性实验	阴性或极弱阳性	/	临床基础检验教材	潘氏实验
128		细胞总数	/	*10 ⁶ /L		手工镜检
129		白细胞计数	成人: 0-8 儿童: 0-15	*10 ⁶ /L	临床基础检验教材	手工镜检
130		单核细胞	/	%	临床基础检验教材	手工镜检
131		多核细胞	/	%	临床基础检验教材	手工镜检
132	各种穿刺液常规检查	颜色	/	/	全国临床检验操作规程第4版	目视法
133		透明度	/	/	全国临床检验操作规程第4版	目视法
134		镜检红细胞	阴性	个/HPF	全国临床检验操作规程第4版	手工镜检
135		镜检白细胞	阴性	个/HPF	全国临床检验操作规程第4版	手工镜检
136	精液常规检查	精液量	2-6	mL	临床基础检验教材	计量法
137		颜色	灰白色或乳白色	/	临床基础检验教材	目视法
138		液化时间	< 60	分钟	临床基础检验教材	手工镜检
139		精子活动率	> 60	%	临床基础检验教材	手工镜检
140		精子活力	前向(a级快速向前+b级慢速向前)运动≥32	%	临床基础检验教材	手工镜检
141		精子数	≥20	*10 ⁹ /L	临床基础检验教材	手工镜检
142		异常精子	< 20	%	临床基础检验教材	手工镜检
143		白细胞	< 5	个/HPF	临床基础检验教材	手工镜检
144		红细胞	< 5	个/HPF	临床基础检验教材	手工镜检
145	前列腺液常规检查	卵磷脂小体	多量, 均匀分布满视野	/	临床基础检验教材	手工镜检
146		红细胞	偶见, < 5	个/HPF	临床基础检验教材	手工镜检
147		白细胞	< 10	个/HPF	临床基础检验教材	手工镜检
148		颜色	乳白色或白色	/	临床基础检验教材和全国临床检验操作规程第4版	目视法
149	红细胞沉降率测定(ESR)	男: 0-15 女: 0-20	mm/h	全国临床检验操作规程第4版	魏氏管法	ZC-60
150	降钙素原(PCT)检测	0-0.05	ng/mL	试剂生产商说明书	酶联免疫荧光法	VIDAS-30
151	抗缪勒氏管激素(AMH)定量检测	≤17岁: 1.57-7.60 18-24岁: 1.62-9.0 25岁-29岁: 1.2-9.0 30岁-34岁: 0.8-8.18 35岁-39岁: 0.11-6.72 ≥40岁: 0.1-5.78	ng/mL	试剂生产商说明书	酶联免疫荧光法	VIDAS-30
152	尿妊娠(HCG)试验-金标法	阴性	/	全国临床检验操作规程第4版	胶体金法	/
153	甲型流感病毒(Flu A)抗原检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
154	乙型流感病毒(Flu B)抗原检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
155	呼吸道合胞病毒(RSV)抗原	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
	检测					
156	腺病毒 IgM 抗体(Adv IgM) 检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
157	肺炎支原体 IgM 抗体(MP IgM)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
158	肺炎衣原体 IgM 抗体(CP IgM)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
159	肺炎衣原体 IgG 抗体(CP IgG) 检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
160	沙眼衣原体(CT)抗原检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
161	新型冠状病毒抗体 (2019-nCoV IgM/IgG)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
162	诺如病毒(NoV)G1 抗原检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
163	诺如病毒(NoV)G2 抗原检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
164	A 群轮状病毒(RV)抗原检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
165	O1 群霍乱弧菌检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
166	O139 群霍乱弧菌检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
167	登革病毒(NS1)抗原检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
168	柯萨奇病毒 A16 型抗体(CV A16 IgM)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
169	肠道病毒 71 型 IgM 抗体 (EV71 IgM)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
170	幽门螺杆菌粪便抗原测定	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
171	吗啡(MOP)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
172	甲基非他明(MET)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
173	氯氮酮(KET)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	/
174	尿本-周蛋白定性试验	阴性	/	全国临床检验操作规程第 4 版	热沉淀法	/
175	直接涂片革兰染色镜检	/	/	/	革兰染色镜检	/
176	直接涂片抗酸染色镜检	阴性	/	全国临床检验操作规程第 4 版	抗酸染色镜检	/
177	新型隐球菌墨汁染色镜检	阴性	/	全国临床检验操作规程第 4 版	墨汁染色镜检	/
178	G-双球菌涂片检查	阴性	/	全国临床检验操作规程第 4 版	革兰染色镜检	/
179	一般涂片检查-涂片镜检找真菌	阴性	/	全国临床检验操作规程第 4 版	直接涂片镜检	/
180	过碘酸雪夫反应 (PAS)	/	/	/	甲基绿复染法	/
181	酸性α-萘酚苯酚酶染色 (ANAE)	/	/	/	酸性α-萘酚苯酚酶染色液	/
182	铁染色	/	/	/	普鲁士蓝反应	/
183	过氧化物酶染色 (POX)	/	/	/	联苯胺法	/
184	中性粒细胞碱性磷酸酶染色 (NAP)	35-100	/	试剂生产商说明书	偶氮偶联法	/
185	骨髓涂片细胞学检查	/	/	/	手工镜检	/
186	骨髓有核细胞计数	/	/	/	手工镜检	/
187	骨髓巨核细胞计数	7-35	个/整块玻片	全国临床检验操作规程第 4 版	手工镜检	/
188	ABO 血型检查	/	/	/	凝胶微柱法	Aigel400
189	Rh 血型检查	/	/	/	凝胶微柱法	Aigel400
190	不规则抗体筛查	阴性	/	全国临床检验操作规程第 4 版	凝胶微柱法	Aigel400
191	交叉合血-主侧	无溶血无凝集	/	全国临床检验操作规程第 4 版	凝胶微柱法、凝聚胺法	/
192	交叉合血-次侧	无溶血无凝集	/	全国临床检验操作规程第 4 版	凝胶微柱法、凝聚胺法	/
193	疑难交叉配血 (每侧)	无溶血无凝集	/	全国临床检验操作规程第 4 版	生理盐水法、抗人球蛋白法、凝胶微柱法、凝聚胺法	/
194	总蛋白(TP)测定	<6 月: 49~71; 6 月~<1 岁: 55~75; 1 岁~<2 岁: 58~76; 2 岁~<6 岁: 61~79; 6 岁~<13 岁: 65~84; 13 岁~18 岁: 68~88; >18 岁: 65~85	g/L	行标 WS/T 404.2-2012、WS/T 780-2021	双缩脲法	cobas c702/c501

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
195	白蛋白(Alb)测定	<6月: 35~50; 6月~<13岁: 39~54; 13岁~18岁: 42~56; >18岁: 40~55	g/L	行标 WS/T 404.2-2012、WS/T 780-2021	溴甲酚绿法	cobas c702/c501
196	总胆红素(T-Bil)测定	男: ≤26; 女: ≤21	μmol/L	行标 WS/T 404.4-2018	钒酸盐氧化法	cobas c702/c501
197	直接胆红素(D-Bil)测定	≤8	μmol/L	行标 WS/T 404.4-2018	钒酸盐氧化法	cobas c702/c501
198	总胆汁酸(TBA)测定	0~10	μmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	酶循环法	cobas c702/c501
199	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定	<1岁: 8~71; 1岁~<2岁: 8~42; 2岁~<13岁: 7~30; 13岁~18岁: 男 7~43, 女 6~29; >18岁: 男 9~50, 女 7~40	U/L	行标 WS/T 404.1-2012、WS/T 780-2021	速率法	cobas c702/c501
200	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定	<1岁: 21~80; 1岁~<2岁: 22~59; 2岁~<13岁: 14~44; 13岁~18岁: 男 12~37, 女 10~31; >18岁: 男 15~40, 女 13~35	U/L	行标 WS/T 404.1-2012、WS/T 780-2021	速率法	cobas c702/c501
201	γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定	<6月: 9~150; 6月~<1岁: 6~31; 1岁~<13岁: 5~19; 13岁~18岁: 男 8~40, 女 6~26; >18岁: 男 10~60, 女 7~45	U/L	行标 WS/T 404.1-2012、WS/T 780-2021	酶比色法	cobas c702/c501
202	碱性磷酸酶(ALP)测定	<6月: 98~532; 6月~<1岁: 106~420; 1岁~<2岁: 128~432; 2岁~<9岁: 143~406; 9岁~<12岁: 146~500; 12岁~<14岁: 男 160~610, 女 81~454; 14岁~<15岁: 男 82~603, 女 63~327; 15岁~<17岁: 男 64~443, 女 52~215; 17岁~18岁: 男 51~202, 女 43~130; 19~49岁: 男 45~125, 女 35~100; 50~79岁: 男 45~125, 女 50~135	U/L	行标 WS/T 404.1-2012、WS/T 780-2021	酶法	cobas c702/c501
203	胆碱酯酶(ChE)测定	5000~12000	U/L	全国临床检验操作规程 第4版	比色法	cobas c702/c501
204	腺苷脱氨酶(ADA)测定	<20	U/L	全国临床检验操作规程 第4版	酶比色法	cobas c702/c501
205	球蛋白(Glb)测定	<6月: 9~27; 6月~<1岁: 10~30; 1岁~<2岁: 12~32; 2岁~<6岁: 15~34; 6岁~<13岁: 18~38; 13岁~18岁: 19~40; >18岁: 20~40	g/L	行标 WS/T 404.2-2012、WS/T 780-2021	计算法	cobas c702/c501
206	白球比(A/G)测定	<6月: 1.6~3.8; 6月~<1岁: 1.4~3.9; 1岁~<2岁: 1.3~3.5; 2岁~<6岁: 1.2~3.0; 6岁~18岁: 1.2~2.5; >18岁: 1.2~2.4	/	行标 WS/T 404.2-2012、WS/T 780-2021	计算法	cobas c702/c501
207	间接胆红素(I-Bil)测定	/	/	/	计算法	cobas c702/c501

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
208	前白蛋白(PA)测定	男: 200~430; 女: 180~350	mg/L	行标 WS/T 404.9-2018	免疫比浊法	cobas c702/c501
209	尿素(Urea)测定	<6月: 0.8~5.3; 6月~<1岁: 1.1~5.9; 1岁~<2岁: 2.3~6.7; 2岁~18岁: 男2.7~7.0, 女2.5~6.5; 19~59岁: 男3.1~8.0, 女2.6~7.5; 60~79岁: 男3.6~9.5, 女3.1~8.8	mmol/L	行标 WS/T 404.5-2015、WS/T 780-2021	比色法	cobas c702/c501
210	肌酐(Cr)测定	<2岁: 13~33; 2岁~<6岁: 19~44; 6岁~<13岁: 27~66; 13岁~<16岁: 男37~93, 女33~75; 16岁~18岁: 男52~101, 女39~76; 19~59岁: 男57~97, 女41~73; 60~79岁: 男57~111, 女41~81	μmol/L	行标 WS/T 404.5-2015、WS/T 780-2021	酶法	cobas c702/c501
211	尿酸(UA)测定	男: 208~428; 女: 155~357	μmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	比色法	cobas c702/c501
212	β2微球蛋白(β2-MG)测定	18~59岁: 1.0~2.3; ≥60岁: 1.3~3.0	mg/L	行标 WS/T 404.9-2018	乳胶增强免疫比浊法	cobas c702/c501
213	碳酸氢盐(HCO ₃)测定	23~29	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	比色法	cobas c702/c501
214	胱抑素(Cys-C)测定	0.59~1.03	mg/L	全国临床检验操作规程 第4版	乳胶增强免疫比浊法	cobas c702/c501
215	肾小球滤过率(eGFR)测定	男: 85~125; 女: 75~115	mL/min	临床生物化学检验第5版	计算法	cobas c702/c501
216	葡萄糖(Glu)测定	空腹: 3.9~6.1 服糖后1h: <11.1 服糖后2h: <7.8	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	己糖激酶法	cobas c702/c501
217	糖化血清蛋白(GSP)测定	1.65~2.15	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	四氮唑蓝法	cobas c702/c501
218	β-羟基丁酸(β-HB)测定	0.03~0.30	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	酶法	cobas c702/c501
219	总胆固醇(TC)测定	<5.18	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	酶比色法	cobas c702/c501
220	甘油三酯(TG)测定	<1.7	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	比色法	cobas c702/c501
221	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定	男: 1.16~1.42, 女: 1.29~1.55	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	酶比色法	cobas c702/c501
222	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定	冠心病或脑梗死<1.4, 糖尿病+高血压<1.8, 糖尿病或高血压<2.6, 健康人群<3.37	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	酶比色法	cobas c702/c501
223	载脂蛋白A I(apoA I)测定	1.20~1.60	g/L	全国临床检验操作规程 第4版	免疫透射比浊法	cobas c702/c501
224	载脂蛋白B(apoB)测定	0.6~1.18	g/L	试剂生产商说明书	免疫透射比浊法	cobas c702
225		0.6~1.3	g/L	试剂生产商说明书	免疫透射比浊法	cobas c501
226	脂蛋白a(LPa)测定	0~300	mg/L	全国临床检验操作规程 第4版	乳胶增强免疫比浊法	cobas c702/c501
227	同型半胱氨酸(Hcy)测定	<30岁: 男6~14, 女5~13; 30~59岁: 男6~16, 女5~13; 60~84岁: 男6~17, 女7~14; >85岁: 男15~30, 女7~14	μmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	酶法	cobas c702/c501
228	超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	0~6	mg/L	试剂生产商说明书	乳胶增强免疫比浊法	cobas c702/c501
229	肌酸激酶(CK)测定	男: 50~310; 女: 40~200	U/L	行标 WS/T 404.7-2015	速率法	cobas c702/c501

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
230	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	<25	U/L	说明书	比色法	cobas c702
231	肌红蛋白(Mb)测定	<70	μg/L	全国临床检验操作规程 第4版	免疫比浊法	cobas c702/c501
232	乳酸脱氢酶(LD)测定	120~250	U/L	行标 WS/T 404.7-2015	速率法	cobas c702/c501
233	钾(K)测定	<2岁: 4.2~5.9; 2岁~<3岁: 3.9~5.4; 3岁~<16岁: 3.7~5.2; 16岁~18岁: 3.5~4.9; >18岁: 3.5~5.3	mmol/L	行标 WS/T 404.3-2012、WS/T 780-2021	间接离子选择电极法	cobas c702/c501
234	钠(Na)测定	<6月: 135~150; 6月~<1岁: 134~143; 1岁~18岁: 135~145; >18岁: 137~147	mmol/L	行标 WS/T 404.3-2012、WS/T 780-2021	间接离子选择电极法	cobas c702/c501
235	氯(Cl)测定	<6月: 100~116; 6月~18岁: 98~110; >18岁: 99~110	mmol/L	行标 WS/T 404.3-2012、WS/T 780-2021	间接离子选择电极法	cobas c702/c501
236	总钙(Ca)测定	≤18岁: 2.1~2.8; >18岁: 2.11~2.52	mmol/L	行标 WS/T 404.6-2015、WS/T 780-2021	比色法	cobas c702/c501
237	无机磷(P)测定	<6月: 1.60~2.51; 6月~<1岁: 1.48~2.20; 1岁~<2岁: 1.42~2.13; 2岁~<6岁: 1.37~1.99; 6岁~<12岁: 1.25~1.93; 12岁~<15岁: 男 1.15~2.01, 女 1.03~1.86; 15岁~18岁: 男 0.84~1.71, 女 0.93~1.61; >18岁: 0.85~1.51	mmol/L	行标 WS/T 404.6-2015、WS/T 780-2021	钼酸盐紫外法	cobas c702/c501
238	镁(Mg)测定	0.75~1.02	mmol/L	行标 WS/T 404.6-2015	二甲苯胺蓝法	cobas c702/c501
239	铁(Fe)测定	男: 10.6~36.7; 女: 7.8~32.2	μmol/L	行标 WS/T 404.6-2015	比色法	cobas c702/c501
240	抗链球菌溶血素O(ASO)测定	0~116.0	IU/mL	全国临床检验操作规程 第4版	胶乳增强免疫比浊法	cobas c702/c501
241	类风湿因子(RF)检测	<20	U/mL	全国临床检验操作规程 第4版	胶乳增强免疫比浊法	cobas c702/c501
242	C3 测定	0.7~1.4	g/L	行标 WS/T 645.1-2018	免疫比浊法	cobas c702/c501
243	C4 测定	0.1~0.4	g/L	行标 WS/T 645.1-2018	免疫比浊法	cobas c702/c501
244	免疫球蛋白 A(IgA)测定	1.0~4.2	g/L	行标 WS/T 645.1-2018	免疫比浊法	cobas c702/c501
245	免疫球蛋白 G(IgG)测定	8.6~17.4	g/L	行标 WS/T 645.1-2018	免疫比浊法	cobas c702/c501
246	免疫球蛋白 M(IgM)测定	男: 0.3~2.2; 女: 0.5~2.8	g/L	行标 WS/T 645.1-2018	免疫比浊法	cobas c702/c501
247	淀粉酶(AMY)测定	35~135	U/L	行标 WS/T 404.8-2015	GaIG2CNP 速率法	cobas c702/c501
248	脂肪酶(LPS)测定	13~60	U/L	试剂生产商说明书	甲基试卤灵底物法	cobas c702/c501
249	乳酸(LA)测定	0.6~2.2	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	比色法	cobas c702/c501
250	磷脂(PLIP)测定	148~250	mg/dL	试剂生产商说明书	氧化酶法	cobas c702
251	高敏肌钙蛋白 I (TnI)测定	男: 0~34.2; 女: 0~15.6	ng/L	试剂生产商说明书	微粒子免疫化学发光法	雅培 i2000SR
252	糖化血红蛋白(HbA1c)测定	4.0~6.0	%	行标 WS/T 461-2015	高效液相分析法	TOSOH HLC-723G8
253	24h 尿钾(K)测定	25~100	mmol/24h	全国临床检验操作规程 第4版	间接离子选择电极法	cobas c702/c501
254	24h 尿钠(Na)测定	130~260	mmol/24h	全国临床检验操作规程 第4版	间接离子选择电极法	cobas c702/c501

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
255	24h 尿氯(Cl)测定	170~250	mmol/24h	全国临床检验操作规程 第4版	间接离子选择电极法	cobas c702/c501
256	24h 尿钙(Ca)测定	2.5~7.5	mmol/24h	试剂生产商说明书	比色法	cobas c702/c501
257	24h 尿镁(Mg)测定	3.0~5.0	mmol/24h	试剂生产商说明书	二甲苯胺蓝法	cobas c702/c501
258	24h 尿磷(P)测定	13~42	mmol/24h	试剂生产商说明书	钼酸盐紫外法	cobas c702/c501
259	尿蛋白(U-TP)定量	<0.15	g/24h	全国临床检验操作规程 第4版	比浊法	cobas c702/c501
260	24h 尿肌酐(U-CREA)测定	/	mmol/24h	/	酶法	cobas c702/c501
261	尿肌酐(U-CREA)测定	/	mmol/L	/	酶法	cobas c702/c501
262	微量白蛋白(mAlb)测定	/	mg/L	/	免疫比浊法	cobas c702/c501
263	尿β2微球蛋白(U-β2-MG)测定	/	mg/L	/	免疫比浊法	cobas e602/e601
264	尿β2微球蛋白/尿肌酐(U-β2-MG/U-CREA)	<0.2	mg/g 肌酐	临床生物化学检验第五版	计算法	cobas e602/e601
265	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)测定	<12	U/L	全国临床检验操作规程 第4版	比色法	cobas c702
266	微量白蛋白/尿肌酐(mAlb/U-CREA)	<30	mg/g 肌酐	全国临床检验操作规程 第4版	计算法	cobas c702/c501
267	尿淀粉酶(AMY)测定	<900	U/L	试剂生产商说明书	GalG2CNP 速率法	cobas c702/c501
268	脑脊液蛋白(TP-CSF)定量测定	0.15~0.45	g/L	全国临床检验操作规程 第4版	比浊法	cobas c702/c501
269	脑脊液氯离子(Cl-CSF)测定	120~132	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	间接离子选择电极法	cobas c702/c501
270	脑脊液葡萄糖(Glu-CSF)测定	成人: 2.5~4.5; 儿童: 2.8~4.5	mmol/L	全国临床检验操作规程 第4版	己糖激酶法	cobas c702/c501
271	胸水氯离子(Cl)测定	/	mmol/L	/	间接离子选择电极法	cobas c702/c501
272	胸水葡萄糖(Glu)测定	3.6~5.5	mmol/L	临床基础检验教材	己糖激酶法	cobas c702/c501
273	胸水乳酸脱氢酶(LDH)测定	/	U/L	/	速率法	cobas c702/c501
274	胸水总蛋白(TP)测定	/	g/L	/	比色法	cobas c702/c501
275	胸水腺苷脱氢酶(ADA)测定	0~45	U/L	临床基础检验教材	酶比色法	cobas c702/c501
276	胸水血管紧张素转化酶(ACE)测定	/	U/L	/	FAPGG 底物法	cobas c702
277	腹水氯离子(Cl)测定	/	mmol/L	/	间接离子选择电极法	cobas c702/c501
278	腹水葡萄糖(Glu)测定	3.6~5.5	mmol/L	临床基础检验教材	己糖激酶法	cobas c702/c501
279	腹水乳酸脱氢酶(LDH)测定	/	U/L	/	速率法	cobas c702/c501
280	腹水总蛋白(TP)测定	/	g/L	/	比色法	cobas c702/c501
281	腹水腺苷脱氢酶(ADA)测定	0~45	U/L	临床基础检验教材	酶比色法	cobas c702/c501
282	腹水血管紧张素转化酶(ACE)测定	/	U/L	/	FAPGG 底物法	cobas c702
283	促甲状腺激素(TSH)测定	0.270~4.20	uIU/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
284	游离甲状腺素(FT4)测定	0.93~1.7	ng/dL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
285	游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定	2.0~4.4	pg/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
286	抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)检测	<115.00	IU/mL	全国临床检验操作规程 第4版	电化学发光法	cobas e602/e601
287	抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)检测	<34.00	IU/mL	全国临床检验操作规程 第4版	电化学发光法	cobas e602/e601
288	睾酮(T)测定	男(20~49岁): 8.640~29.000, 男(≥50岁): 6.680~25.700; 女(20~49岁): 0.290~1.670, 女(≥50岁): 0.101~1.420	nmol/L	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
289	雌二醇(E2)测定	男: 11.30~43.20; 女性卵泡期: 30.9~90.40, 女性排卵期: 60.400~533.00, 女性黄体期: 60.40~232.00, 女性绝经后: 0~138.00	pg/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
290	孕酮(P)测定	男: 0~0.149; 女性卵泡期: 0~0.193, 女性排卵期: 0.055~ 4.14, 女性黄体期: 4.11~ 14.50, 女性绝经后期: 0~0.126	ng/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
291	泌乳素(PRL)测定	男: 4.04~15.20; 非孕期女性: 4.79~ 23.30	ng/mL	全国临床检验操作规程 第4版	电化学发光法	cobas e602/e601
292	卵泡刺激素(FSH)测定	男性: 1.50~12.40; 女性卵泡期: 3.50~ 12.50, 女性排卵期: 4.70~ 21.50, 女性黄体期: 1.70~ 7.70, 女性绝经后: 25.80~ 134.80	mIU/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
293	促黄体生成素(LH)测定	男性: 1.70~8.60; 女性卵泡期: 2.40~ 12.60, 女性排卵期: 14.00~ 95.60, 女性黄体期: 1.00~ 11.40, 女性绝经后: 7.70~ 58.50	mIU/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
294	降钙素(CT)测定	男: 0~9.52, 女: 0~6.4	pg/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602
295	甲状旁腺素(PTH)测定	15.00~65.00	pg/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
296	甲状腺球蛋白(Tg)测定	3.50~77.00	ng/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602
297	促甲状腺素受体抗体(TrAb)测定	<1.75	IU/L	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602
298	皮质醇(CORT)测定	3.7~19.4 (上午10点 前); 2.9~17.3 (下午5点后)	μg/dl	试剂生产商说明书	微粒子免疫化学发光法	雅培 i2000SR
299	游离皮质醇(CORT)测定	4.3~176.0	μg/24h	试剂生产商说明书	微粒子免疫化学发光法	雅培 i2000SR
300	β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定	0~7	mIU/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
301	胰岛素(Ins)0h测定	2.60~24.90	uIU/L	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
302	C肽(C-P)0h测定	1.1~4.4	ng/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
303	降钙素原(PCT)检测	0~0.046	ng/mL	全国临床检验操作规程 第4版	电化学发光法	cobas e801
304	白细胞介素-6(IL-6)测定	0~7.0	pg/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601
305	癌胚抗原(CEA)测定	≤5	ng/mL	试剂生产商说明书	微粒子免疫化学发光法	雅培 i2000SR
306	甲胎蛋白(AFP)测定	0.89~8.78	ng/mL	试剂生产商说明书	微粒子免疫化学发光法	雅培 i2000SR
307	总前列腺特异性抗原(TPSA)测定	≤4	ng/mL	全国临床检验操作规程 第4版	微粒子免疫化学发光法	雅培 i2000SR
308	游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定	≤0.93	ng/mL	全国临床检验操作规程 第4版	微粒子免疫化学发光法	雅培 i2000SR
309	FPSA/TPSA 测定	0.26~1	/	全国临床检验操作规程 第4版	计算法	雅培 i2000SR
310	糖链抗原 CA125 测定	≤35	U/mL	试剂生产商说明书	微粒子免疫化学发光法	雅培 i2000SR
311	糖链抗原 CA15-3 测定	≤31.3	U/mL	试剂生产商说明书	微粒子免疫化学发光法	雅培 i2000SR
312	糖链抗原 CA19-9 测定	≤37	U/mL	试剂生产商说明书	微粒子免疫化学发光法	雅培 i2000SR
313	糖链抗原 CA72-4 测定	0~6.9	U/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602
314	N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定	<75岁: <125, ≥75岁: <450	pg/mL	全国临床检验操作规程 第4版	电化学发光法	cobas e602/e601
315	铁蛋白(Fer)测定	男: 30.00~400.00; 女: 13.00~150.00	ng/mL	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas e602/e601

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
316	人附睾分泌蛋白(HE4)测定	<40岁: ≤60.5; 40~49岁: ≤76.2; 50~59岁: ≤74.3; 60~69岁: ≤82.9; ≥70岁: ≤104; 绝经前妇女: ROMA值 ≥11.4%=患上 皮卵巢癌风险高 ROMA值 <11.4%=患卵 巢上皮癌风险低 绝经后妇女: ROMA值 ≥29.9%=患卵 巢上皮癌风险高 ROMA值 <29.9%=患卵 巢上皮癌风险低	pmol/L	试剂生产商说明书	电化学发光法	cobas c602
317	胸水癌胚抗原(CEA)测定	0~5	ng/mL	临床基础检验教材	微粒子免疫化学发 光法	雅培 i2000SR
318	胸水甲胎蛋白(AFP)测定	0~8.1	ng/mL	临床基础检验教材	微粒子免疫化学发 光法	雅培 i2000SR
319	胸水糖链抗原 CA125 测定	/	U/mL	/	微粒子免疫化学发 光法	雅培 i2000SR
320	胸水糖链抗原 CA15-3 测定	/	U/mL	/	微粒子免疫化学发 光法	雅培 i2000SR
321	胸水糖链抗原 CA19-9 测定	/	U/mL	/	微粒子免疫化学发 光法	雅培 i2000SR
322	腹水癌胚抗原(CEA)测定	0~5	ng/mL	临床基础检验教材	微粒子免疫化学发 光法	雅培 i2000SR
323	腹水甲胎蛋白(AFP)测定	0~8.1	ng/mL	临床基础检验教材	微粒子免疫化学发 光法	雅培 i2000SR
324	腹水糖链抗原 CA125 测定	/	U/mL	/	微粒子免疫化学发 光法	雅培 i2000SR
325	腹水糖链抗原 CA15-3 测定	/	U/mL	/	微粒子免疫化学发 光法	雅培 i2000SR
326	腹水糖链抗原 CA19-9 测定	/	U/mL	/	微粒子免疫化学发 光法	雅培 i2000SR
327	全血粘度 1 (1/S) 测定	男: 17.63~24.47; 女: 13.79~20.13	mPa.s	试剂生产商说明书	锥板法	血流变 ZL6000
328	全血粘度 5 (1/S) 测定	男: 8.31~11.16; 女: 6.81~9.59	mPa.s	试剂生产商说明书	锥板法	血流变 ZL6000
329	全血粘度 30 (1/S) 测定	男: 5.18~6.62; 女: 4.29~5.91	mPa.s	试剂生产商说明书	锥板法	血流变 ZL6000
330	全血粘度 200 (1/S) 测定	男: 3.53~5.05; 女: 3.36~4.62	mPa.s	试剂生产商说明书	锥板法	血流变 ZL6000
331	全血低切相对指数	男: 10.62~19.42; 女: 8.11~15.98	mm/h	试剂生产商说明书	锥板法	血流变 ZL6000
332	全血中切相对指数	男: 3.12~5.25; 女: 2.52~4.69	mm/h	试剂生产商说明书	锥板法	血流变 ZL6000
333	全血高切相对指数	男: 2.13~4.01; 女: 1.98~3.67	mm/h	试剂生产商说明书	锥板法	血流变 ZL6000
334	红细胞聚集指数	男: 3.49~6.93; 女: 2.98~5.99	mm/h	试剂生产商说明书	锥板法	血流变 ZL6000
335	红细胞内粘度	男: 0.50~0.66; 女: 0.50~0.68	mPa.s	试剂生产商说明书	锥板法	血流变 ZL6000
336	血浆粘度测定	男: 1.26~1.66; 女: 1.26~1.7	mPa.s	试剂生产商说明书	锥板法	血流变 ZL6000
337	乙型肝炎病毒表面抗原定量 (HBsAg)测定	<0.05, 阴性; ≥0.05, 阳性	IU/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	科美 LICA500 全自动光激 化学发光仪
338	丙型肝炎病毒抗体 (Anti-HCV)测定	<1.0, 阴性; ≥1.0, 阳性	S/CO	试剂生产商说明书	化学发光法	科美 LICA500 全自动光激 化学发光仪
339	抗梅毒螺旋体抗体试验 (Anti-TP)	<1.0, 阴性; ≥1.0, 阳性	S/CO	试剂生产商说明书	化学发光法	科美 LICA500 全自动光激 化学发光仪
340	人免疫缺陷病毒抗体 (Anti-HIV)试验	<1.0, 阴性; ≥1.0, 阳性	S/CO	试剂生产商说明书	化学发光法	科美 LICA500 全自动光激 化学发光仪
341	乙型肝炎病毒表面抗体定量 (Anti-HBs)测定	<10, 阴性; ≥10, 阳 性	mIU/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	科美 LICA500 全自动光激 化学发光仪
342	乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)	<1.0, 阴性; ≥1.0,	S/CO	试剂生产商说明书	化学发光法	科美 LICA500 全自动光激

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
	测定	阳性				化学发光仪
343	乙型肝炎病毒 e 抗体 (Anti-HBe)测定	>1.0, 阴性; ≤1.0, 阳性	S/CO	试剂生产商说明书	化学发光法	科美 LICA500 全自动光激化学发光仪
344	乙型肝炎病毒核心抗体 (Anti-HBc)测定	>1.0, 阴性; ≤1.0, 阳性	S/CO	试剂生产商说明书	化学发光法	科美 LICA500 全自动光激化学发光仪
345	乙型肝炎病毒表面抗原定性 (HBsAg)测定	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
346	乙型肝炎病毒表面抗体定性 (Anti-HBs)测定	阴性-阳性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
347	乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)测定	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
348	乙型肝炎病毒 e 抗体 (Anti-HBe)测定	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
349	乙型肝炎病毒核心抗体 (Anti-HBc)测定	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
350	乙型肝炎病毒核心抗体 IgM(Anti-HBcIgM)测定	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
351	丙型肝炎病毒抗体 (Anti-HCV)测定	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
352	抗梅毒螺旋体抗体试验 (Anti-TP)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
353	人免疫缺陷病毒抗体 (Anti-HIV)试验	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
354	抗梅毒螺旋体抗体试验 (TPPA)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	凝集法	手工法
355	甲苯胺红不加热血清试验 (TRUST)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	凝集法	手工法
356	胃泌素-17 检测(G-17)	1.70-7.60	pmol/L	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
357	人胃蛋白酶原 I 测定(PGI)	70.00-240.00	ng/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
358	人胃蛋白酶原 II 测定 (PGII)	0.00-13.00	ng/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
359	叶酸(FA)测定	5.21-20.00	ng/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
360	维生素 B12(VitB12)测定	200.00-1100.00	pg/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
361	铁蛋白(Fer)测定	女性: 13.00-232.00 男性: 25.00-350.00	ng/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
362	血管紧张素 I (Ang I)测定 (37℃)	无	ng/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
363	血管紧张素 I (Ang I)测定 (4℃)	无	ng/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
364	血管紧张素 II (Ang II)测定	普食卧位: 25.00-60.00 普食立位: 50.00-120.00	pg/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
365	醛固酮(ALD)测定	普食卧位: 30.00-160.00 普食立位: 70.00-300.00	pg/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
366	血浆肾素活性测定	普食卧位: 0.15-2.33 普食立位: 0.10-6.56	ng/mL/hr	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
367	醛固酮/肾素活性比值 (ARR)	/	/	试剂生产商说明书	计算法	/
368	25 羟基维生素 D[25(OH)D]测定	≥20.00, 正常; ≥12-20, 不足; <12, 缺乏	ng/mL	WS/T 677-2020	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
369	鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定	0-2.5	ng/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
370	弓形虫抗体测定 (IgM 抗体) (Anti-TOX IgM)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
371	风疹病毒抗体测定 (IgM 抗体) (Anti-RV IgM)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
372	巨细胞病毒(CMV)抗体测定 (IgM 抗体)(Anti-CMV IgM)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
373	单纯疱疹病毒 II 型抗体测定 (IgM 抗体) (Anti-HSV2 IgM)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
374	弓形虫抗体测定 (IgG 抗体) (Anti-TOX IgG)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
375	风疹病毒抗体测定 (IgG 抗体) (Anti-RV IgG)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
376	巨细胞病毒(CMV)抗体测定 (IgG 抗体) (Anti-CMV IgG)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
377	单纯疱疹病毒 II 型抗体测定 (IgG 抗体) (Anti-HSV2 IgG)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
378	抗 Jo-1 抗体测定 (Anti-Jo1)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
379	抗 nRNP/Sm 抗体测定 (Anti-nRNP/Sm)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
380	抗 Scl-70 抗体测定 (Anti-Scl-70)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
381	抗 Sm 抗体测定 (Anti-Sm)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
382	抗 SS-A 抗体测定 (Anti-SSA)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
383	抗 SS-B 抗体测定 (Anti-SSB)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
384	抗着丝点抗体测定 (Anti-CENP)	阴性	/	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
385	抗核小体抗体(ANuA)检测 (Anti-ANuA)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
386	抗组蛋白抗体(AHA)检测 (Anti-AHA)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
387	抗核糖体 P 蛋白(rRNP)抗体检测(Anti-rRNP)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
388	抗双链 DNA 抗体检测 (Anti-dsDNA)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
389	抗 Ro52 抗体测定 (Anti-Ro52)	阴性	/	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
390	抗核抗体(ANA)检测 (稀释度 1: 100)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	间接免疫荧光法	EUROStarIII 荧光显微镜
391	抗核抗体(ANA)检测 (稀释度 1: 320)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	间接免疫荧光法	EUROStarIII 荧光显微镜
392	抗核抗体(ANA)检测 (稀释度 1: 1000)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	间接免疫荧光法	EUROStarIII 荧光显微镜
393	抗双链 DNA 抗体检测 (Anti-dsDNA)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	间接免疫荧光法	EUROStarIII 荧光显微镜
394	抗环瓜氨酸肽抗体检测 (Anti-CCP)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
395	结核杆菌感染 T 细胞免疫检测	/	/	全国临床检验操作规程 第4版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
396	吸入性变应原 IgE 筛查 (户尘螨)	0 级, 阴性 (<0.35); 1 级, 弱阳性 (0.35-0.70); 2 级, 阳性 (0.71-3.50); 3 级, 较强阳性 (3.51-17.50); 4 级性, 强阳 (17.51-50.00); 5 级, 特强阳性 (50.01-100.00); 6 级, 极强阳性 (>100.00);	IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
397	吸入性变应原 IgE 筛查 (屋尘螨)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
398	吸入性变应原 IgE 筛查 (蟑螂)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
399	吸入性变应原 IgE 筛查 (狗毛/皮屑)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
400	吸入性变应原 IgE 筛查 (猫毛/皮屑)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
401	吸入性变应原 IgE 筛查 (艾蒿)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
402	吸入性变应原 IgE 筛查 (矮豚草)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
403	吸入性变应原 IgE 筛查 (桑树)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
404	吸入性变应原 IgE 筛查 (霉菌组合)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
405	吸入性变应原 IgE 筛查 (柯花粉组合)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
406	吸入性变应原 IgE 筛查 (鸡蛋白)	0 级, 阴性 (<0.35); 1 级, 弱阳性	IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
407	食入性变应原 IgE 筛查(牛肉)	(0.35-0.70) ; 2 级, 阳性 (0.71-3.50) ; 3 级, 较强阳性 (3.51-17.50) ; 4 级, 强阳性 (17.51-50.00) ; 5 级, 特强阳性 (50.01-100.00) ; 6 级, 极强阳性 (>100.00) ;	IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
408	食入性变应原 IgE 筛查(羊肉)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
409	食入性变应原 IgE 筛查(虾)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
410	食入性变应原 IgE 筛查(牛奶)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
411	食入性变应原 IgE 筛查(蟹)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
412	食入性变应原 IgE 筛查(鳕鱼)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
413	食入性变应原 IgE 筛查(腰果)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
414	食入性变应原 IgE 筛查(芒果)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
415	食入性变应原 IgE 筛查(菠萝)		IU/mL	试剂生产商说明书	免疫印迹法	EURO 印记法自动操作仪
416	吸入性变应原 IgE 筛查(屋尘螨)	0 级, 极微或未检出 (<0.35) ; 1 级, 极低 (0.35-0.70) ; 2 级, 较低 (0.71-3.50) ; 3 级, 中等 (3.51-17.50) ; 4 级, 高 (17.51-50.00) ; 5 级, 较高 (50.01-100.00) ; 6 级, 极高 (>100.00) ;	IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
417	吸入性变应原 IgE 筛查(粉尘螨)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
418	吸入性变应原 IgE 筛查(无爪螨)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
419	吸入性变应原 IgE 筛查(猫毛)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
420	吸入性变应原 IgE 筛查(狗毛)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
421	吸入性变应原 IgE 筛查(狗牙根草)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
422	吸入性变应原 IgE 筛查(牧草)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
423	吸入性变应原 IgE 筛查(德国蟑螂)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
424	吸入性变应原 IgE 筛查(烟色曲霉)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
425	吸入性变应原 IgE 筛查(白色念珠菌)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
426	吸入性变应原 IgE 筛查(豚草)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
427	食入性变应原 IgE 筛查(鸡蛋白)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
428	食入性变应原 IgE 筛查(牛奶)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
429	食入性变应原 IgE 筛查(小麦)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
430	食入性变应原 IgE 筛查(花生)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
431	食入性变应原 IgE 筛查(蟹)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
432	食入性变应原 IgE 筛查(虾)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
433	食入性变应原 IgE 筛查(大豆)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
434	食入性变应原 IgE 筛查(杏仁)		IU/mL	试剂生产商说明书	微阵列酶联免疫法	涓艺 BA-G2000 化学发光仪
435	抗结核分枝杆菌抗体测定(包括 IgG、IgM 抗体)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	酶联免疫法	汇松 MB-530 多功能酶标分析仪
436	抗肺炎支原体抗体测定(IgM 抗体+IgG 抗体) (Anti-CP IgM+IgG)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	被动凝集法	手工
437	抗肺炎支原体抗体测定(滴度测定)(Anti-MP)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	被动凝集法	手工
438	抗幽门螺杆菌抗体测定 (Anti-HP)	阴性	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	胶体金法	手工
439	抗谷氨酸脱羧酶抗体 (Anti-GAD)	0-9.99	IU/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
440	抗胰岛素抗体	0-20	AU/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
	(Anti-IAA)					动化学发光免疫分析仪
441	抗胰岛细胞抗体 (Anti-ICA)	0-29.78	U/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
442	神经元特异性烯醇化酶 (NSE)	0-15.70	ng/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
443	人免疫球蛋白 E (总 IgE)	新生儿 (0-29 天): 0-1.5 婴儿 (1 月-12 月): 1-15 幼儿 (1 岁-5 岁): 0-60 儿童 (6 岁-9 岁): 0-90 少年 (10 岁-17 岁): 0-200 成人: (18 岁以上) 0-100	IU/mL	试剂生产商说明书	化学发光法	新产业 Maglumi800 全自动化学发光免疫分析仪
444	甲型肝炎 IgM 抗体测定 (Anti-HAV IgM)	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	手工
445	戊型肝炎 IgM 抗体测定 (Anti-HEV IgM)	阴性	/	试剂生产商说明书	胶体金法	手工
446	一般细菌培养+鉴定	培养两天无菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	细菌培养	手工与梅里埃 VITEK2-COMPACT
447	厌氧菌培养+鉴定	厌氧培养两天无菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	厌氧培养	TDR-Y100
448	淋病奈瑟菌培养+鉴定	培养两天未见淋病奈瑟菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	细菌培养	手工与梅里埃 VITEK2-COMPACT
449	沙门菌、志贺菌培养+鉴定	无志贺菌、沙门菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	细菌培养	手工与梅里埃 VITEK2-COMPACT
450	尿培养+菌落计数+鉴定	培养两天无菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	细菌培养	手工与梅里埃 VITEK2-COMPACT
451	霍乱弧菌培养+鉴定	无霍乱弧菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	碱性蛋白胨水培养	手工与梅里埃 VITEK2-COMPACT
452	痰培养+鉴定	正常咽部杂菌	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	细菌培养	手工与梅里埃 VITEK2-COMPACT
453	流感嗜血杆菌培养+鉴定	无嗜血杆菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	细菌培养	TDR-NH
454	咽拭子培养+鉴定	正常咽部杂菌	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	细菌培养	手工与梅里埃 VITEK2-COMPACT
455	血培养及鉴定(需氧)	需氧培养五天无菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	荧光法	BD BACTEC FX 及梅里埃 VITEK2-COMPACT
456	血培养及鉴定(厌氧)	厌氧培养五天无菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	荧光法	BD BACTEC FX 及梅里埃 VITEK2-COMPACT
457	骨髓培养及鉴定	需氧培养五天无菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	荧光法	BD BACTEC FX 及梅里埃 VITEK2-COMPACT
458	B 族链球菌培养+鉴定	培养两天未见 B 群链球菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	细菌培养	手工与梅里埃 VITEK2-COMPACT
459	真菌培养+鉴定	培养五天无真菌生长	/	全国临床检验操作规程 第 4 版	细菌培养	手工
460	支原体培养及药敏(人型)	阴性	/	试剂生产商说明书	细菌培养	手工
461	支原体培养及药敏(解脲)	阴性	/	试剂生产商说明书	细菌培养	手工
462	真菌药敏定量试验	/	/	CLSI	微量稀释法	梅里埃 ATB FUNGUS 3
463	普通细菌药敏定量试验	/	/	CLSI	微量稀释法	梅里埃 VITEK2-COMPACT
464	嗜血/卡他药敏定量试验	/	/	CLSI	微量稀释法	TDR-NH
465	产超广谱 β -内酰胺酶测定 (ESBLs) (定量试验)	阴性	/	CLSI	微量稀释法	梅里埃 VITEK2-COMPACT
466	β -内酰胺酶检测	阴性	/	CLSI	微量稀释法	TDR-NH
467	耐甲氧西林葡萄球菌检测 (MRSA、MRS)	阴性	/	CLSI	微量稀释法	梅里埃 VITEK2-COMPACT
468	真菌 D-葡聚糖检测(G)	70-95	pg/mL	试剂生产商说明书	显色法	科瑞迪酶联免疫分析仪
469	半乳甘露聚糖检测(GM)	0-0.50	s/co	试剂生产商说明书	酶联免疫法	科瑞迪酶联免疫分析仪
470	内毒素定量试验(ET)	0.08-0.11	EU/mL	试剂生产商说明书	显色法	科瑞迪酶联免疫分析仪
471	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸 (HBV DNA) 扩增定量检测	低于检测下限	IU/mL	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用 PCR 分析系统
472	结核/非结核分枝杆菌核酸 (TB DNA) 检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用 PCR 分析系统
473	人乳头瘤病毒 (HPV) 基因分型检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-反向点杂交法	全自动核酸分子杂交仪
474	新型冠状病毒核酸 (COVID-19) 检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用 PCR 分析系统

序号	项目名称	生物参考区间	单位	参考区间来源	检测方法	检验仪器
475	沙眼衣原体核酸(CT DNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
476	淋球菌核酸(NG DNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
477	解脲脲原体核酸(UU DNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
478	单纯疱疹病毒2型核酸(HSV-II DNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
479	诺如病毒核酸(NV RNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
480	肠道病毒通用型核酸(EV RNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
481	肠道病毒71型核酸(EV71 RNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
482	柯萨奇病毒A16型核酸(CA16 RNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
483	甲型流感病毒核糖核酸(Flu A RNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
484	乙型流感病毒核糖核酸(Flu B RNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
485	呼吸道合胞病毒核糖核酸(RSV RNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
486	腺病毒脱氧核糖核酸(Adv DNA)扩增定性检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
487	人鼻病毒核糖核酸(HRV RNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
488	肺炎支原体核酸(MP DNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
489	A2063G/A2064G 耐药突变位点检测	/	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
490	百日咳杆菌核酸(BP DNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	PCR-荧光探针法	全自动医用PCR分析系统
491	肺炎克雷伯菌(KPN)核酸检测	阴性	/	试剂生产商说明书	多重荧光PCR法	全自动医用PCR分析系统
492	肺炎链球菌(SP)核酸检测	阴性	/	试剂生产商说明书	多重荧光PCR法	全自动医用PCR分析系统
493	荚膜型流感嗜血杆菌(HI)核酸检测	阴性	/	试剂生产商说明书	多重荧光PCR法	全自动医用PCR分析系统
494	铜绿假单胞菌(PA)核酸检测	阴性	/	试剂生产商说明书	多重荧光PCR法	全自动医用PCR分析系统
495	嗜肺军团菌(LP)核酸检测	阴性	/	试剂生产商说明书	多重荧光PCR法	全自动医用PCR分析系统
496	金黄色葡萄球菌(SA)核酸检测	阴性	/	试剂生产商说明书	多重荧光PCR法	全自动医用PCR分析系统
497	人偏肺病毒核酸(hMPV RNA)检测	阴性	/	试剂生产商说明书	多重荧光PCR法	全自动医用PCR分析系统
498	曲霉菌属核酸检测	阴性	/	试剂生产商说明书	多重荧光PCR法	全自动医用PCR分析系统
499	新型隐球菌核酸检测	阴性	/	试剂生产商说明书	多重荧光PCR法	全自动医用PCR分析系统
500	耶氏肺孢子菌核酸检测	阴性	/	试剂生产商说明书	多重荧光PCR法	全自动医用PCR分析系统

检验科主任签名/日期:

 2025.6.9